

fr	Agrafe d'ostéosynthèse compressive
en	Compressive osteosynthesis staple
de	Osteosyntheseklammer
nl	Compressieklem voor osteosynthese
es	Grapa de compresión para osteosíntesis
it	Cambre di compressione per osteosíntesi
pt	Grampo de osteossintese compressiva
sv	Kompressivt osteosyntes
da	Komprimérende osteosyntese
fi	Puristava osteosynteesi niitti
no	Kompressivt osteosyntes
pl	Zszwka kompresyjna do osteosyntez
el	Συσκευή συμπιεστικής οστεοσύνθεσης



(CE): 2014-06

novastep® S.A.S.
2, Allée Jacques Frimot
35000 Rennes - France
Tel.: +33 (0)2 99 33 86 50
Fax : +33 (0)9 70,29,18,95
contact@novastep-ortho.com

[fr] Agrafe d'ostéosynthèse compressive destinée à la fixation d'ostéotomie et d'arthrodèse du pied.

PRÉSENTATION
Chaque conditionnement (double emballage) contient un implant stérile prêt à l'emploi avec un support en mousse.
Sterilisation gamma.

MATERIAUX
Alliage Nitinol | ASTM F2063.

Element	Composition (w/w) %
Nickel	54,5 bis 57,0
Carbone, max	0,040
Cobalt, max	0,050
Cuivre, max	0,010
Chrome, max	0,010
Hydrogène, max	0,005
Fer, max	0,050
Niobium, max	0,025
Azote, max	0,005
Oxygène, max	0,040
Titan	Balance

GROUPES/CIBLES
Population cible
Patients adultes

Utilisateur visé
Chirurgiens orthopédistes

INDICATIONS D'UTILISATION

Les agrafes d'ostéosynthèses compressives sont indiquées pour la correction de déformations osseuses (hallux valgus, déformations du petit rayon, oreille en manteau, coartitions, déformation du pied rhomboïde, pied canavarois, pied plat), et le traitement de la raideur articulaire du pied (hallux rigidus, Fußarthritis).

CONTRE-INDICATIONS
• Déficiences musculaires, neurologiques ou vasculaires sévères affectant l'extrémité concernée.
• Destruction osseuse ou mauvaise qualité osseuse susceptible d'affecter la stabilité de l'implant.
• Hypersensibilité au Nitinol.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉCAUTION: le choix du produit est laissé à la discrétion du praticien en fonction de l'état clinique du patient et des pratiques chirurgicales en vigueur.

PRÉCAUTION: l'implant est fourni stérile et doit être utilisé uniquement dans un environnement stérile pour éviter tout risque de contamination.

• Sélectionner le dispositif approprié à l'indication.

• Avant utilisation, vérifier :

- L'état de l'emballage, si l'emballage est endommagé, ne pas utiliser l'implant et l'éliminer conformément à la section relative à l'élimination.
- La date d'expiration du dispositif, si la date d'expiration est dépassée, retourner le dispositif à Novastep.

• Implanter le dispositif en utilisant la technique conventionnelle.

PRÉCAUTION: arcad® est uniquement compatible avec les instruments chirurgicaux fournis par Novastep, ne pas utiliser d'autres instruments d'autres fabricants. Se référer à la technique chirurgicale (Arc-ST) pour la liste des accessoires compatibles avec le dispositif.

Procédure de retrait
En cas de complications et à la discréption du praticien, l'implant peut être retiré en utilisant les techniques de retrait conventionnelles.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Précautions d'emploi

• Risques d'interférences lors de l'imagerie médicale : IRM/scanner : il convient de demander au patient de mentionner systématiquement s'il a subi une intervention chirurgicale.

• Le dispositif n'a pas été évalué en termes de sécurité et d'utilisation dans l'environnement à résonance magnétique (RM).
• L'échaufrance ou la migration du dispositif n'ont pas été testés dans l'environnement à résonance magnétique (RM).

Avertissement :

• Le dispositif n'est pas conçu pour supporter une charge immédiate après l'opération et ne permet pas une reprise immédiate des activités du patient. Si nécessaire, immobiliser pendant l'ostéosynthèse.

• Le dispositif est destiné à un usage unique, ne pas le réutiliser pour éviter toute contamination croisée.

• Ne pas resteriller le dispositif.

Effets secondaires

• Pseudarthrose.

• Infection, hématoème, thrombose veineuse, embolie pulmonaire, problèmes cardiovasculaires.

• Hypersensibilité au Nitinol.

Veuillez signaler tout incident grave lié au dispositif à Novastep (regulatory@novastep-ortho.com) et à l'autorité compétente en matière de dispositifs médicaux.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockez dans un endroit sec à température ambiante.

ÉLIMINATION

Le dispositif explanté est en contact direct avec des tissus biologiques et doit être éliminé dans une poubelle pour déchets biologiques conformément au protocole du hôpital.

Il n'existe aucune recommandation pour l'élimination de l'emballage ou de l'agrafe non utilisée. Se référer aux lois en vigueur pour le recyclage du produit.

[en] Osteosynthesis compressive staple intended for the fixation of osteotomy and arthrodesis of the foot.

PRESENTATION

Each (double-wrapped) pack contains a ready-to-use sterile implant with foam holder.

Gamma sterilisation.

COMPOSITION

Nitinol alloy | ASTM F2063

Element Composition (w/w) %

Nickel 54,5 to 57,0

Carbon, max 0,040

Cobalt, max 0,050

Copper, max 0,010

Chromium, max 0,010

Hydrogen, max 0,005

Iron, max 0,050

Niobium, max 0,025

Nitrogen, max 0,005

Oxygen, max 0,040

Titanium Balance

TARGET GROUPS

Target population

Adult patients

Intended user

Orthopaedic surgeons

U.S. - CAUTION: American federal laws require this device to be supplied by a physician or in accordance with a medical practitioner's prescription.

INDICATIONS FOR USE

Osteosynthesis compressive staples are indicated for the correction of bone deformities (Hallux valgus, Lesser ray deformities, Hammertoe deformity, Coalitions, Rheumatoid foot deformity, Cavovarus foot, Flatfoot), and treatment of foot joint stiffness (Hallux rigidus, Foot arthritis).

U.S. only: The compressive osteosynthesis staples are indicated for hand and foot bone fragements osteotomy fixation and joint arthrodesis.

CONTRA-INDICATIONS

• Severe muscular, neurological or vascular deficiency in the extremity concerned.

• Bone destruction or poor bone quality, likely to impair implant stability.

• Hypersensitivity to Nitinol.

DIRECTIONS FOR USE

CAUTION: It is at the discretion of the practitioner to choose the product according to the patient's clinical condition and current surgical practices.

CAUTION: the implant is supplied sterile and must be used in a sterile environment only to avoid contamination risk.

• Select the appropriate device for the indication.

• Before use check:

- the condition of the packaging, if the packaging is damaged, do not use the device and dispose of it according to the disposal section.

- the shelf-life, if the shelf-life is out of date, return the product to Novastep.

• Implant the device using conventional techniques.

CAUTION: arcad® is only compatible with the surgical instruments supplied by Novastep, do not use other instruments from other manufacturers. Refer to the surgical technique (Arc-ST) for the list of accessories compatible with the device.

Removal procedure
In case of complications and at the discretion of the surgeon, the implant can be removed using conventional removal techniques.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Precautions for use

- Risk of interference with medical imaging: MRI/CT scan: the patient should be instructed to systematically declare if he has undergone a surgical procedure.
- The safety and use of the device has not been assessed in a magnetic resonance (MR) environment.
- Heating or migration of the device has not been tested in a magnetic resonance (MR) environment.

Warnings

- The device is not designed to withstand an immediate load after surgery and does not allow for immediate resumption of the patient's activities. If necessary, immobilise during osteosynthesis.
- Device is intended for single use, do not reuse the device to avoid cross contamination.
- Do not re-sterilize the device.

Side effects

- Pseudarthrosis.
- Infection, bruising, venous thrombosis, pulmonary embolism, cardiovascular problems.
- Hypersensitivity to Nitinol.

Please report any serious incident that occurred in relation to the device to Novastep (regulatory@novastep-ortho.com) and to the local competent authority for medical devices.

Storage conditions

Store in a dry place, at ambient temperature.

Disposal

The explanted device is in direct contact with biological tissue and should be disposed of in a biohazardous waste bin according to hospital protocol.

There are no recommendations for the disposal of packaging or an unused device. Refer to the applicable laws for product recycling.

[de] Osteosyntheseklammer zur Fixierung bei Osteotomie und Arthrodese des Fußes.

VERPACKUNG
Jede Packung enthält (doppelt verpackt) ein gebrauchsfertiges steriles Implantat mit Schaumstoffhalterung.
Gamma-Sterilisation.

MATERIALEN

Nitinol-Legierung | ASTM F2063.

Element Zusammensetzung (w/w) %

Nickel 54,5 bis 57,0

Kohlenstoff, max 0,040

Cobalt, max 0,050

Kupfer, max 0,010

Chrom, max 0,010

Wasserstoff, max 0,005

Eisen, max 0,050

Niob, max 0,025

Azote, max 0,005

Oxygen, max 0,040

Titanium Balance

GRÖDINGER

Het geëpteerde hulpmiddel staat in direct contact met biologisch weefsel en moet worden weggegooid in een container voor biologisch gevaren afval volgens het ziekenhuisprotocool.

Er zijn geen aanbevelingen voor het afvoeren van verpakkingen of ongebruikte hulpmiddelen. Raadpleeg de toepasselijke wetgeving voor productrecycling.

OPSLAGVOORWAARDEN

Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur.

PRECAUTIONS

Caada embalagem (dupla) contém um implante estéril pronto a usar com um suporte de espuma.

Esterilização com raios gama.

COMPOSIÇÃO

Liga Nitinol | ASTM-F2063.

Elemento Composição (m/m) %

Níquel 54,5 a 57,0

Carbono, máx. 0,040

Cobalto

- emballasjens tilstand. Hvis emballasjen er skadet, skal enheten ikke brukes, men skal i stedet avfallstehandles i henhold til avsnittet om avhenging.
- enhetens holdbarhet. Hvis enheten er gått ut på dato, skal den returneres til Novastep.
• Implanter enheten ved bruk av konvensjonell teknikk.

Fjerningsprosedyre
Ved komplikasjoner kan implantatet fjernes etter kirurgens skjønn ved hjelp av konvensjonelle fjerningssteknikker.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSGREGLER

Forsikthetsregler for bruk

- Risiko for interferens med medisinsk avbildning: MR/CT-skanning: Pasienten må instrueres om systematisk å si fra om han eller hun har gjennomgått et magnetisk inngrep.
- Sikkerheten og bruken av enheten er ikke vurdert i et magnetisk resonansmagnet (MR).
- Oppvarming eller migrering av enheten er ikke blitt testet i et magnetisk resonansmagnet (MR).

Advarsler
• Enheten er ikke utformet for å tale en umiddelbar belastning etter operasjonen og gjør det ikke mulig å gjennoppta pasientens aktiviteter umiddelbart. Om nødvendig, immobilisering under osteosyntese.

• Enheten er beregnet til engangsbruk, ikke bruk enheten på nytt for å unngå kryssforurensning.

• Ikke sterilisér enheten på nytt.

BIVIRKNINGER

- Pseudobartrose.
- Infeksjoner, blåmerker, venas trombose, lungeemboli, kardiovaskulære problemer.

Overførsel av overfører Nitinol.

Rapporter alle eventuelle alvorlige hendelser som oppstår i tilknytning til enheten til Novastep (regulatory@novastep-ortho.com) og til den lokale kompetente myndigheter for medisinsk utstyr.

OPPREVARINGSBETINGELSER

Oppbevares på et tørt sted, ved omgivelsestemperatur.

AHVENDING

Den forkarte enheten er i direkte kontakt med biologisk vev og skal kastes i en beholder for biofarlig avfall i henhold til sykehushets protokoll.

Det foreligger ingen anbefalinger om avfallsbehandling av emballasje eller ubrukte enheter. Se gjeldende lover for gjenvinning av produkter.

Zszywka kompresyjna do osteosyntezy, przeznaczona do mocowania osteotomii i artrodezy stopy.

PREZENTACJA
Każde (podwójnie pakowane) opakowanie zawiera sterylny implant gotowy do użycia z piątkowym uchwytem.

Sterylizacja promieniowaniem gamma.

SKŁAD

Stop Nitinol | ASTM-F2063.

Pierwiastek	Skład [% wag.]
Nikiel	54,5 do 57,0
Węgiel, maks.	0,040
Kobalt, maks.	0,050
Miedź, maks.	0,010
Chrom, maks.	0,010
Wodor, maks.	0,005
Zelazo, maks.	0,050
Niob, maks.	0,025
Azot, maks.	0,005
Tlen, maks.	0,040
Tytan	Równowaga

GRUPALY DOCELOWE(E)

Populacja docelowa:

Pacjenci dorosli.

Zamierzony użytkownik:

Chirurdy ortopedyczni

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zszywki kompresyjne do osteosyntezy są wskazane do korekcji deformacji kości paluchowej, koślawej, deformacji promienia mniejszego, deformacji palucha koślawego, koaliż, reumatoidalnej deformacji stopy, stopy wydłużonej i szpotawej, plaskostopii) oraz leczenia sztywności stawów stopy (palucha sztywnego, zapalenia stawów stopy).

PRZECIWWSKAZANIA

- Poważne zaburzenia mięśniowe, neurologiczne lub naczyniowe w kończynie poddawanej zabiegowi.
- Destrukcja kości lub niska jakość kości, które mogą wpływać na stabilność implantu.
- Nadwrażliwość na Nitinol.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA: Wybór produktu pozostaje w gestii lekarza, w zależności od stanu klinicznego pacjenta i aktualnej praktyki chirurgicznej.

UWAGA: implant jest dostarczany w stanie sterylnym i należy go używać wyłącznie w sterilem środowisku, aby uniknąć ryzyka skażenia.

• Wybierz odpowiednie urządzenie.

• Przed zastosowaniem należy sprawdzić:

- stan opakowania; jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie należy używać wyrobu i trzeba go zutylizować zgodnie z punktem dotyczącym utylizacji.
- termin ważności wyrobu; jeśli termin ważności upłynie, należy wrócić produkt firmie Novastep.

• Wszczepić urządzenie techniką konwencjonalną.

UWAGA: produkt jest kompatybilny tylko z instrumentami chirurgicznymi dostarczonymi przez Novastep, nie należy używać innych instrumentów od innych producentów. W celu użyczenia listy akcesoriów kompatybilnych z wyrokiem należy się zapoznać z techniką chirurgiczną (Arc-ST).

Procedura usuwania

W przypadku powikłań i według uznania chirurga implant można usunąć przy użyciu konwencjonalnych technik usuwania.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

- Przykro zatknięcie implantu: metoda skanowania: skanowanie MRI/CAT: pacjenta po przeszczepie zbięcia implantu należy po informować, aby systematycznie deklarować, że został poddany takiemu zabiegowi.
- Nie wiadomo czy wykonywanie badania metodą rezonansu magnetycznego (MR) wpływa na bezpieczeństwo i działanie implantu.
- Jego ogrzewanie i migracja nie zostały przetestowane w warunkach wykonywania badania metodą rezonansu magnetycznego (MR).

Ostrzeżenia:

- Urządzenie nie jest przystosowane do natychmiastowego obciążenia po zabiegu i nie powinno na natychmiastowe wzrostowe aktywności przez pacjenta. Koniecznie może być zastosowanie unikalnego zabezpieczenia osteosyntez.
- Urządzenie jest przeznaczone do jednorazowego użytku, nie należy używać go ponownie, aby uniknąć zanieczyszczenia sztywnego.
- Nadwrażliwość na Nitinol.

SKUTKI UBOCZNE

• Pseudoartroza.

• Zakażenie, zasienienie, zakrzepica żylna, zatorowość płucna, problemy sercowo-naczyniowe.

• Nadwrażliwość na Nitinol.

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrokiem należy zgłaszać firmie Novastep (regulatory@novastep-ortho.com) oraz właściwemu organowi lokalnemu ds. wyrobów medycznych.

WARUNKI PRZECZOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

UTYLIZACJA

Usunięte urządzenie ma bezpośredni kontakt z tkanką biologiczną i należy je wyrzucić do pojemnika na odpady niebezpieczne biologiczne, zgodnie z protokołem obowiązującym na terenie szpitala.

Nie ma zaleceń dotyczących utylizacji opakowania lub niewykorzystanego wyrobu. Zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu produktów.

Συμπιεστικός συνδετήρας οστεοσύνθεσης που προορίζεται για την καθήλωση οστεοτομίας και αρθρόσεως όπου ποδός.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κάθε συσκευασία (εε διπλή περγόλι) περιέχει ένα έτοιμο για χρήση αποτελερημένο με υποδοχή από αφρώδες υλικό.

Αποτελείται με απανθράκια γάμμα.

ΣΥΝΟΕΣΗ

Κράμα Nitinol | ASTM-F2063.

Στοιχείο	Σύνθεση (w/w) %
Niوكλιο	54,5 έως 57,0
Άνθρακας, μέγ.	0,040
Κοβαλτίου, μέγ.	0,050
Χαλκούς, μέγ.	0,010
Χρώμου, μέγ.	0,010
Υδρογόνου, μέγ.	0,005
Σίδηρους, μέγ.	0,050
Νιόβιο, μέγ.	0,025
Άλυτου, μέγ.	0,005
Ολυμπίου, μέγ.	0,040
Τιτάνιου	Υπόλοιπο

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πληθυνόμετρος στόχος

Ενήλικες, ασθενείς.

Προριζόμενος φρίστης

Ορθοπεδικοί χειρουργοί

ΕΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι συμπιεστικοί συνδετήρες οστεοσύνθεσης που προορίζεται για τη διόρθωση οστικών παραμορφών (θλαστός μεγάλο δάκτυλο, Παραμόρφωσης των μικρώτερων δακτύλων του ποδιού, Παραμόρφωση σφυροδεκτικής, Συνοπτικής οστών, Ρευματοειδής παραμόρφωση του ποδιού, Κοιλοποδία, Πλατυποδία) και θεραπεία της δυσκαμψίας των αρθρώσων του ποδιού (Δύσκαμπτο μεγάλο δάκτυλο, Αρθρίτιδα του όπου ποδός).

ΑΝΤΕΝΑΙΣΕΙΣ

- Ζοφαρή μικρή, νευρολογική ή αργειακή ανεπάρκεια στο σχετικό όπου.

• Οστική καταστροφή ή κακή οστική ποιότητα, που ενδέχεται να βλάψουν τη σταθερότητα του εμφυτεύματος.

• Υπερευασθεσία στην ιντινόλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΟΤΟΧΗ: Η επιλογή του προϊόντος σύμφωνα με την κλινική κατάσταση του ασθενή και τις τρέχουσες χειρουργικές πρακτικές εναπότελε στη διάρκεια της επέμβασης.

• Επιλέγεται την κατάλληλη συσκευή για την ένδειξη.

• Πριν από τη χρήση ελέγχεται: η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιείται το προϊόν και απορρίφεται το σύμφωνα με την ενότητα απόρριψης.

• Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι έναν διάρκεια ζωής έχει παρέλθει, επιστρέψεται το προϊόντος.

• Εμφυτεύεται τη συσκευή με τη χρήση συμβατικών τεχνικών.

ΠΡΟΤΟΤΟΧΗ: Το arcad® είναι συμβατό μόνο με τα χειρουργικά εργαλεία που παρέχονται από την Novastep, μη χρησιμοποιείται άλλα εργαλεία από άλλους κατασκευαστές. Αναπρέστε στη χειρουργική τεχνική (Arc-ST) για τον κατάλογο παρελκόμενων που είναι συμβατά με το προϊόν.

Διαδικασία αφαίρεσης

Σε περιπτώση επιπλοκών και κατά την κρίση του χειρουργού, το εμφύτευμα μπορεί να αφαιρεθεί με τη χρήση συμβατικών τεχνικών αφαίρεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πορειάδες χρήσης
• Κινύνων παρεμβολής με την ιατρική απεικόνιση: Μαγνητική/ασύνοικη ταραχή:
θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στον ασθενή να δηλώνει συστηματικά έναν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.