

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INDICATIONS: The Procare MiniTrax Walker is designed to provide support and immobilization to the lower leg, ankle and foot. It may be suitable for the treatment of stable foot fractures, ligamentous injuries such as Plantar Fasciitis, tendon injuries such as Achilles tendon repair and lateral ankle sprains. Providing immobilization or controlled movement of the limb or body segment.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product. This device is contraindicated for unstable fractures of the lower leg, ankle and foot.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This device is to be used under the supervision of a healthcare professional. The determination of when to apply the brace and the frequency and duration of use should be strictly at the discretion of the treating physician. Always consult with your physician before making changes to the brace.
 - Application of this device is recommended only when the fracture is demonstrably stable and there are acceptable limits of angular and rotational deformity.
 - Do not use this device on patient's incapable of communicating physical discomfort.
 - Check your skin frequently for skin damage and skin irritation.
 - Patients without sensation (i.e. post-op anaesthesia, neuropathies, etc.) should be monitored frequently for skin damage, skin irritation or wound management.
 - Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury.
 - Do not use over open wounds.
 - Do not tighten straps. This may result in reduction of blood flow or sensation.
 - Do not modify the device or use the device other than intended.
 - Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened.
 - If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, consult your medical professional immediately.
- NOTE:** Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION:

A cotton or cast sock will enhance comfort - NOT INCLUDED

1) PREPARE BRACE

- Unfasten straps and open liner.

2) APPLY BRACE

- While seated, place foot in brace (Fig. A).
- Position heel in back of brace. Wrap liner around foot and then ankle (Fig. B).
- Secure straps from bottom to top (Fig. C). Tighten until snug and comfortable.

3) REMOVE BRACE

- To remove the brace, unfasten the straps, open the liner and remove the boot.

CLEANING INSTRUCTIONS: The foam liner may be hand-washed in 86°F/30°C water with mild detergent and air-dried. Do not put in dryer or use other heat source to dry.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.
RX Only.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Puede lavar el forro de espuma a mano con agua a 30 °C y un detergente suave, y ponerlo a secar. No lo introduzca en una secadora ni utilice otra fuente de calor para secarlo.

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá toda o parte de la unidad y sus accesorios por defectos de material o mano de obra durante un período de seis meses a partir de la fecha de venta.


PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

Solo con receta médica.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
UN calcetín de algodón o para escayola aumenta la comodidad - NO SE INCLUYE

- PREPARE LA BOTA ESTABILIZADORA
 - Desabroche las correas y abra el forro.
- COLOQUE LA BOTA ESTABILIZADORA
 - Siéntese y coloque el pie en la bota estabilizadora (Fig. A).
 - Asiente el talón contra la parte posterior de la bota estabilizadora. Envuelva el forro alrededor del pie y del tobillo (Fig. B).
 - Sujete las correas, desde abajo hacia arriba (Fig. C). Apriételas hasta que queden ajustadas y no molesten.
- RETIRE LA NOTA ESTABILIZADORA
 - Para retirar la bota estabilizadora, desabroche las correas, abra el forro y retire la bota.

CLEANING INSTRUCTIONS:

The foam liner may be hand-washed in 86°F/30°C water with mild detergent and air-dried. Do not put in dryer or use other heat source to dry.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.
RX Only.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Puede lavar el forro de espuma a mano con agua a 30 °C y un detergente suave, y ponerlo a secar. No lo introduzca en una secadora ni utilice otra fuente de calor para secarlo.

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá toda o parte de la unidad y sus accesorios por defectos de material o mano de obra durante un período de seis meses a partir de la fecha de venta.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

Solo con receta médica.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.



NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO DESTINADO: El usuario al que va dirigido debe ser un profesional médico con licencia, el paciente, la persona que provee a este de cuidados primarios o los miembros de la familia que brindan asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y estar en condición física para seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones indicadas en la información de uso.

INDICACIONES: The Procare MiniTrax Walker is designed to provide support and immobilization to the lower leg, ankle and foot. It may be suitable for the treatment of stable foot fractures, ligamentous injuries such as Plantar Fasciitis, tendon injuries such as Achilles tendon repair and lateral ankle sprains. Providing immobilization or controlled movement of the limb or body segment.

CONTRAINDICACIONES: Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product. This device is contraindicated for unstable fractures of the lower leg, ankle and foot.

CONTRAINDIKACIONES:

No lo utilice si es alérgico a uno o más de los materiales contenidos en este producto.

WAHRHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Dieses Produkt ist unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft zu verwenden. Die Entscheidung, wann, wie häufig und wie lange das Tragen der Orthese sinnvoll ist, liegt ausschließlich im Ermessen des behandelnden Arztes. Stets den Arzt konsultieren, bevor Modifikationen an der Orthese vorgenommen werden. • Anwendung dieser Vorrichtung wird nur empfohlen, wenn die Fraktur nachweislich stabil ist und die Werte der Winkel- und Dreheformstabilität sich im zumindesten Rahmen bewegen. • Diese Vorrichtung nicht an Patienten verordnen, die körperliches Unwohlsein nicht kommunizieren können. Prüfen Sie Ihre Haut häufig auf Hautschäden und -reizungen. • Patienten ohne Empfindungswahrnehmung (z.B. bei postoperativer Narkose, Neuropathien usw.) sollten häufig untersucht werden, um Hautschäden, Hautreizzungen oder den Bedarf an Wundbehandlung zu erkennen. • Auf rutschigen bzw. nassen Flächen vorsichtig gehen, um Verletzungen zu vermeiden. • Nicht auf offenen Wunden verpenden. • Die Gelenke nicht zu fest anziehen. Dies kann zu einer Verminderung des Blutzflusses oder der Empfindung führen. • Das Produkt nicht modifizieren oder anders als vorgesehen verwenden. • Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury. • Do not use over open wounds. • Do not tighten straps. This may result in reduction of blood flow or sensation. • Do not modify the device or use the device other than intended. • Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened. • If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, consult your medical professional immediately.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este dispositivo debe utilizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud. La determinación de cuándo utilizar la bota estabilizadora y la frecuencia y duración de uso should be strictly at the discretion of the treating physician. Always consult with your physician before making changes to the brace.
- La aplicación de este dispositivo solo se recomienda cuando se pueda demostrar que la fractura es estable y existan límites aceptables de deformidad angular y de rotación.
- Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury.
- Do not use over open wounds.
- Do not modify the device or use the device other than intended.
- Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, consult your medical professional immediately.

APPLICATION INFORMATION:

A cotton or cast sock will enhance comfort - NOT INCLUDED

1) PREPARE BRACE

- Unfasten straps and open liner.

2) APPLY BRACE

- While seated, place foot in brace (Fig. A).
- Position heel in back of brace. Wrap liner around foot and then ankle (Fig. B).
- Secure straps from bottom to top (Fig. C). Tighten until snug and comfortable.

3) REMOVE BRACE

- To remove the brace, unfasten the straps, open the liner and remove the boot.

CLEANING INSTRUCTIONS:

The foam liner may be hand-washed in 86°F/30°C water with mild detergent and air-dried. Do not put in dryer or use other heat source to dry.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.
RX Only.

Solo con receta médica.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEbrauchsANWEISUNG SORGfÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Benutzer sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsinformation zu lesen, zu verstehen und physisch durchzuführen.

INDIKATIONEN: Die Procare MiniTrax Gehhilfe dient zur Stützung und Immobilisierung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes. Sie kann zur Behandlung von stabilem Fußbrüchen, Bandverletzungen wie Plantarfasziitis, Sehnenverletzungen wie Achillessehnenreparatur und lateralem Sprunggelenksverstauchungen geeignet sein. Zur Immobilisierung oder kontrollierten Bewegung der Extremität oder des Körperssegments.

KONTRAINDIKATIONEN: Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind. Diese Vorrichtung ist bei instabilen Frakturen des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes kontraindiziert.

CONTRAINDIKATIONEN:

Einige der Materialien in diesem Produkt können Allergien auslösen.

WAHRHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Dieses Produkt ist unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft zu verwenden. Die Entscheidung, wann, wie häufig und wie lange das Tragen der Orthese sinnvoll ist, liegt ausschließlich im Ermessen des behandelnden Arztes. Stets den Arzt konsultieren, bevor Modifikationen an der Orthese vorgenommen werden. • Anwendung dieser Vorrichtung wird nur empfohlen, wenn die Fraktur nachweislich stabil ist und die Werte der Winkel- und Dreheformstabilität sich im zumindesten Rahmen bewegen. • Diese Vorrichtung nicht an Patienten verordnen, die körperliches Unwohlsein nicht kommunizieren können. Prüfen Sie Ihre Haut häufig auf Hautschäden und -reizungen. • Patienten ohne Empfindungswahrnehmung (z.B. bei postoperativer Narkose, Neuropathien usw.) sollten häufig untersucht werden, um Hautschäden, Hautreizzungen oder den Bedarf an Wundbehandlung zu erkennen. • Auf rutschigen bzw. nassen Flächen vorsichtig gehen, um Verletzungen zu vermeiden. • Nicht auf offenen Wunden verpenden. • Die Gelenke nicht zu fest anziehen. Dies kann zu einer Verminderung des Blutzflusses oder der Empfindung führen. • Das Produkt nicht modifizieren oder anders als vorgesehen verwenden. • Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury. • Do not use over open wounds. • Do not modify the device or use the device other than intended. • Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened. • If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, consult your medical professional immediately.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este dispositivo debe utilizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.

