

ENGLISH
BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS: The REACTION knee brace is designed to help reduce pain by shock absorption and by returning kinetic energy to the knee. Indications for use are mild to moderate patellofemoral pain or maltracking and mild to moderate osteoarthritis of the knee.

CONTRAINDICATIONS: None

WARNINGS AND PRECAUTIONS: If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.

APPLICATION INFORMATION:

1. Pull on sleeve until comfortable and patella is centered in the hour glass shaped opening. (Wearing sleeve is optional.)
- 2a. Lay web over top of knee joint, centering web by aligning opening with patella (figure 2b).

3. Thread tabs on one side of back pad through inside openings on web and affix hook portions to loop face of back pad. (Note: Spacer material side of back pad should be placed toward leg and loop side away from leg. Outside of web has the logo, inside of web is dimpled.)
4. Thread loose tabs of back pad through available openings on web and then affix hook tabs to loop surface on back pad.

- 5a. Once all tabs are affixed to assure proper tightness, lift and pull both of lower tabs until snug.
- 5b. Repeat for top pair of tabs -brace should be snug and comfortable, do not over tighten.

CLEANING INSTRUCTIONS: Both the plastic parts and pads can be hand wash with mild soap in lukewarm water. Rinse both thoroughly. AIR DRY separately.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

LATEX FREE

ESPAÑOL
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

USO PREVISTO/INDICACIONES: La rodillera REACTION se ha diseñado para ayudar a reducir el dolor mediante la amortiguación de los impactos y la devolución de la energía cinética a la rodilla. Su uso está indicado para alineaciones incorrectas o dolores femororrotulianos leves a moderados y artrosis de la rodilla leves a moderadas.

CONTRAINDICACIONES: ninguna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: si experimenta dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier reacción desacostumbrada durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su profesional médico.

APPLICATION INFORMATION:

1. Tire de la manga hasta que ajuste cómodamente y la rótula quede centrada en la abertura en forma de ánfora. (El uso de la manga es opcional.)
- 2a. Coloque la red sobre la parte superior de la articulación de la rodilla y centre la red alineando la abertura con la rótula (figura 2b).

3. Thread tabs on one side of back pad through inside openings on web and affix hook portions to loop face of back pad. (Note: Spacer material side of back pad should be placed toward leg and loop side away from leg. Outside of web has the logo, inside of web is dimpled.)
4. Thread loose tabs of back pad through available openings on web and then affix hook tabs to loop surface on back pad.

- 5a. Una vez que estén fijadas todas las lengüetas para asegurar una tensión adecuada, levante y tire de ambas lengüetas inferiores hasta que queden ajustadas.
- 5b. Repita esta operación con las dos lengüetas superiores sin apretar la rodillera demasiado, para que quede ajustada y cómoda.

CLEANING INSTRUCTIONS: Ambas las piezas de plástico y los almohadillas pueden lavarse a mano con jabón suave en agua tibia. Enjuáguelas bien. SEQUELAS AL AIRE por separado.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

NO CONTIENE LÁTEX

DEUTSCH
VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRÄUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ZWECKBESTIMMUNG/INDIKATIONEN: Die REACTION Knieorthese dient der Reduzierung von Schmerzen durch Absorption von Shocks und durch die Rückleitung kinetischer Energie an das Knie. Zu den Indikationen gehören leichte bis mittlere patellafemorale Schmerzen oder falsche Traktion sowie leichte bis mittlere Osteoarthrose des Kniegelenks.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine

CONTROINDICAZIONI: nessuna

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAASTREGELLEN:

Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellingen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:

1. Ziehen Sie an der Manschette, bis diese bequem sitzt und die Patella (Kniescheibe) in der sanduhrförmigen Öffnung zentriert ist. (Das Anlegen der Manschette ist facultativ.)
- 2a. Legt die Rete über die Oberseite des Kniegelenks und zentriert Sie das Netz, indem Sie die Öffnung mit der Patella ausrichten (Abb. 2b).

3. Führen Sie die Laschen an einer Seite des hinteren Polsters durch die innenliegenden Öffnungen des Netzes und befestigen Sie den Klettverschluss an den Schlaufen am hinteren Polster. (Hinweis: Die Seite des hinteren Polsters mit dem dickeren Material muss zum Bein hin und die Seite mit dem Klettverschlusschlauhen vom Bein weg zeigen. Die Außenseite des Netzes ist mit dem Logo gekennzeichnet, die Innenseite des Netzes ist genoptet.)

4. Führen Sie die Laschen am hinteren Polster durch die freien Öffnungen am Netz und dann die Hakenlaschen an der Fläche mit den Schlaufen am hinteren Polster befestigen.

- 5a. Nachdem alle Laschen angebracht sind, müssen Sie die beiden unteren Laschen lösen und festziehen, um den festen Sitz der Orthese zu gewährleisten.
- 5b. Wiederholen Sie diesen Schritt für das obere Laschenpaar - die Orthese muss fest, aber bequem sitzen. Nicht zu fest anziehen.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: tanto las piezas de plástico como las almohadillas pueden lavarse a mano con jabón suave en agua tibia. Enjuáguelas bien. SEQUELAS AL AIRE por separado.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN.

LATEXFREI

ITALIANO
PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO.

INDICAZIONI/USO PREVISTO: Il tutore per ginocchio REACTION è concepito per aiutare a ridurre la dolore tramite assorbimento degli urti, restituendo energia cinetica al ginocchio. È indicato per l'uso in presenza di dolore o maltracking da lieve a moderato dell'articolazione patello-femorale e in caso di osteoartrite del ginocchio da lieve a moderata.

KONTRAINDIKATIONEN: Aucune

INFORMATIONS D'APPLICATION :

1. Tirez sur le manchon jusqu'à ce qu'il soit confortable et la rotule centrée dans l'ouverture à forme de sablier. (Le port du manchon est facultatif.)
- 2a. Placez la toile au-dessus de l'articulation du genou, la centrer en alignant l'ouverture sur la rotule (figure 2b).

3. Faites passer les languettes d'un côté du coussinet arrière dans les ouvertures intérieures de la toile et fixez les parties à velcro sur la face à bouches du coussinet arrière. (Remarque : le côté à matériau d'espacement du coussinet arrière doit être placé sur la jambe et le côté à bouches à l'écart de celle-ci. L'extérieur de la toile comporte le logo, l'intérieur est incrépié.)

4. Faites passer les languettes libres du coussinet arrière dans les ouvertures disponibles de la toile et fixez les languettes à velcro sur la surface à bouches du coussinet arrière.

- 5a. Une fois toutes les languettes attachées pour un réglage correct, soulevez et tirez les deux languettes inférieures pour serrer.

- 5b. Répétez l'opération avec la paire de languettes supérieures, l'orthèse doit être serrée et confortable, sans serrer excessivement.

- 5c. Una volta fissate tutte le linguette in modo da garantire la tensione corretta, sollevare e tirare le due linguette inferiori fino a stringerle bene.

- 5d. Herhaal dit voor de twee bovenste bandjes - de brace dient goed vast en comfortabel te zitten; niet te strak aantrekken.

INSTRUCCIONES DE NETTOYAGE: sia le parti in plastica che le imbottiture possono essere lavate a mano con sapone neutro e acqua tiepida. Sciacquare abbondantemente entrambe le parti. LASCIARLE ASCIUGARE separatamente.

REINIGUNGSINSTRUKTIES: Zowel de kunststofonderdelen als de bekleding kunnen met de hand met een milde zeep en lauw water worden gewassen. Beide grondig uitspoelen. Afzonderlijk AAN DE LUFT TROCKNEN LASSEN.

PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.

NON CONTIENE LATTICE

FRANÇAIS
LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU PRODUIT.

INDICATIÖN/USO PREVISTO: L'ortese per ginocchio REACTION è stata progettata per aiutare a ridurre il dolore tramite assorbimento degli urti, restituendo energia cinetica al ginocchio. È indicata per l'uso in presenza di dolore o maltracking da lieve a moderato dell'articolazione patello-femorale e in caso di osteoartrite del ginocchio da lieve a moderata.

KONTRAINDIKATIONEN: Geen

INFORMATIÖN D'APPLICATION :

1. Trek de huls aan tot deze gemakkelijk aanvoelt en de patella in het midden in de zandlopervormige opening zit. (Dragen van de huls is optioneel.)
- 2a. Leg het web over de top van het kniegewicht en zorg dat de opening in het web over de patella ligt zodat het web over de knie centraal is (afbeelding 2b).

3. Steek de bandjes aan de ene kant van de achterbekleding door de binnenopeningen van het web en bevestig de klijtenbandsluiting aan de zachte zijde van de achterbekleding. (NB: Het sparcermateriaal van de achterbekleding dient in de richting van het been te worden geplaatst, met de klijtenbandzijde van het been af. De buitenkant van het web heeft het logo, de binnenkant heeft kuiltjes.)

4. Steek de losse bandjes van de achterbekleding door de beschikbare openingen op het web en bevestig daarna de klijtenbandsluiting aan de zachte zijde van de achterbekleding.

- 5a. Pojipojení všech ušek, které zabezpečují potřebnou tenosť, zdvihnite a potiahněte je spodné ušáky, když nebudú natesno zarovnané.

- 5b. Toto zopakujte aj s horným párom ušiek - ortéza musí byť zavŕšená a nezahľadnutá.

- 5c. Pojipojení všech ušek, které zabezpečují potřebnou tenosť, zdvihnite a potiahněte je spodné ušáky, když nebudú natesno zarovnané.

- 5d. Pojipojení všech ušek, které zabezpečují potřebnou tenosť, zdvihnite a potiahněte je spodné ušáky, když nebudú natesno zarovnané.

NÁVOD NA ČISTENIE: Umelohmotné časti aj podložky sa dajú prať ručne vo vlažnej vode s jemným mydlom. Dôkladne opláchnite. SUŠTE samostatne NA VZDUCHU.

LEN NA POUŽITIE U JEDNÉHO PACIENTA.

NEOBSAHUJE LATEK.

SLOVENČINA
PRED Použitím tohto nástroja si pozorne prečítajte celé nasledujúce inštrukcie. Správne použitie je nutné k jeho správnemu fungovaniu.

ZAMÝŠLАНÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE: Kolenná ortéza REACTION je určená na pomoc pri znížení bolestivosti absorbovaním otrosav a premenovaním kinetickej energie do kolena. Indikácie na použitie sú mierna až stredná patellofemorálna bolestivosť alebo chybne spojenie patejna a kolena.

KONTRAINDIKÁCIE: V súvislosti s týmto výrobkom sa neuvádzajú žiadne kontraindikácie.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis der opstår smerte, hævelser, følelsesmæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner, mens produktet anvendes, skal lægen straks kontaktes.

ANVENDELSE:

1. Træk støttebindet på, indtil det sidder komfortabelt og knæskallen er centreret i den timeglasformede åbning. (Det er valgfrit, om man vil have støttebind på.)
- 2a. Laeg netskinnen over det øverste af knæet, og centrer netskinnen ved at justere åbningen i forhold til knæskallen (figur 2b).

3. Træk remmene på den ene side af bagpolstringen gennem de indvendige åbninger på netskinnen, og sæt velcrobåndene fast på bagpolstringen. (Bemærk: Fyldningsmaterialerne på bagpolstringen skal placeres ind mod benet og velcrobanerne væk fra benet. På udvendige side af netskinnen sidder loget, hvormod der er fordonbninger indvendigt på netskinnen.)

4. Træk bagpolstringens løse bånd gennem de tilgængelige åbninger på netskinnen, og sæt velcrobåndene fast på bagpolstringen.

- 5a. Når alle bånd er sat fast, løftes og trækkes i begge de nederste bånd, indtil de sidder godt fast.

- 5b. Gentag det samme for de øverste to bånd - skinnen skal sidde godt og komfortabelt, men ikke for stramt.

RENGØRINGSANVISNINGER: Både plasticdelene og polstringen kan håndvaskes med en mild sæbe i lunken vand. Skyl begge dele grundigt. LUFTTØRRRES separat.

MÅ KUN BRUGES PÅ ÉN ENKELT PATIENT.

LATEXFRI

DANSK

LÆS FØLGENTE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUG/INDIKATIONER: REACTION knæskinnen er beregnet som en hjælp til at reducere smerte ved at mindsk stød og ved at give knæt bevægelsesstyrke. Indikationer for brug er mild til moderat patellofemoral smerte eller forvridning og mild til moderat osteoarthritis i knæt.




KONTRAINDIKATIONER: Ingen

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis der opstår smerte, hævelser, følelsesmæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner, mens produktet anvendes, skal lægen straks kontaktes.

ANVENDELSE:

1. Træk støttebindet på, indtil det sidder komfortabelt og knæskallen er centreret i den timeglasformede åbning. (Det er valgfrit, om man vil have støttebind på.)

- 2a. Laeg netskinnen over det øverste af knæet, og centrer netskinnen ved at

**SVENSKA**

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:

REACTION knäorto har konstruerats för att hjälpa till att reducera smärta genom stötdämpning och genom att återföra kinetisk energi till knäet. Indikationer för användning är mild till måttlig patellofemoral smärta eller patellar felspänning och mild till måttlig artros i knäet.

KONTRAINDIKATIONER: Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Om du känner smärta, svullnad, känslöförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder denna produkt ska du ommedelbart kontakta din läkare.

TILLÄMPNINGINFORMATION:

- Dra i fodret till det sitter bekvämt och patella centrerats i den timglasformade öppningen. (Det är valfritt att bära foder.)
- Lägg nätet över knäledens överdel, och centra nätet genom att rikta in öppningen med patella (figur 2b).
- Trä flikarna på ena sidan av bakdynan genom inre öppningarna på nätet och fast krokdelarna vid bakdynans ogléframsida. (Obs! Bakdynans spacersmaterialsida ska placeras mot benet och oglésidan bort från benet. Utisidan av nätet har logotypen, insidan av nätet har smärdjupningar.)
- Trä lösa flilar på bakdynan genom tillgängliga öppningar på nätet och fast sedan krokflikarna på ogléytan på bakdynan.
- Pojta takapehmusteen toisen puolen kiinnitysluskat verkon sisäpuolella olevien aukkojen läpi ja kiinnitä niiden koukkutarran takapehmusteen silmukkapintaan. (Huom: takapehmusteen välilekangaspulon pitää tulla jalkaa vasten ja silmukkapuolen jalasta poispäin. Verkon ulkopuolelta näkyy logo, verkon sisäpuoli on koloinen.)
- Pojta takapehmusteen kiinnittämättömät lisukat jäljellä olevien aukkojen läpi ja kiinnitä niiden koukkutarran takapehmusteen silmukkapintaan.
- När alla flilar fästs för att säkerställa lämplig åtdragningsgrad, lyfter och drar du båda nedre flikarna tills de ligger mot tätt.
- Upprepa detta för det översta flirkopparet - ortosen ska ligga mot tätt och bekvämt, dra inte för hårt.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING: Både plastdelarna och dynorna kan tvättas för hand i ljummet vatten med mild tvål. Skölj båda noga. LUFTTORKA separat.

ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.

LATEXFRI**VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTÖÖN.****LATEKSITON**

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OSA: ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÄ MAXIMAL ÖVERENSTAMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÄLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMMAS ATT SKADA FORHINDRAS GENOM ATT ANVÄND DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTÄ.

KÄYTÖTÄRKOKITUS / INDIKAATIOT: REACTION-knäorto on suunniteltu helpottamaan kipua sitomalla iskuvoimia ja välittämällä polveen kineettistä energiota. Käyttöohjeita ovat lievästä kohtalaisten patellofemoraalinen kipu tai virheellinen liikerata sekä lievästä kohtalaisten polven osteoartriitti.

KONTRAINDIKATIONER: Inga**VAROITUKSET JA VAROTOIMET:**

jos koet tätä tuotetta käytäessäsi kipua, turvoutusta, tunnon muutoksia tai epätavallisia reaktioita, pyydä välittömästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaistesta.

TILLÄMPNINGINFORMATION:

- Vedä siisäosa polven päälle niin, että se tuntuu mukavalta ja polvilumppi asettuu tiimalasin muotoisen aulan keskelle. (Siisäosan käyttö on valinnaista.)
- Aseta verkko polvinivelien päälle keskittää verkon aukko polvilumppiin kohdalle (kuva 2b).
- Trä flikarna pää ena sidan av bakdynan genom inre öppningarna pää nätet och fast krokdelarna vid bakdynans ogléframsida. (Obs! Bakdynans spacersmaterialsida ska placeras mot benet och oglésidan bort från benet. Utisidan av nätet har logotypen, insidan av nätet har smärdjupningar.)
- Trä lösa flilar på bakdynan genom tillgängliga öppningar på nätet och fast sedan krokflikarna på ogléytan på bakdynan.
- Pojta takapehmusteen kiinnittämättömät lisukat jäljellä olevien aukkojen läpi ja kiinnitä niiden koukkutarran takapehmusteen silmukkapintaan.
- När alla flilar fästs för att säkerställa lämplig åtdragningsgrad, lyfter och drar du båda nedre flikarna tills de ligger mot tätt.
- Upprepa detta för det översta flirkopparet - ortesen ska ligga mot tätt och bekvämt, dra inte för hårt.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING:

Både plastdelarna och dynorna kan tvättas för hand i ljummet vatten med mild tvål. Skölj båda noga. LUFTTORKA separat.

ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.**LATEXFRI****VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTÖÖN.****LATEKSITON**

ZÄRUKA: DJO, LLC provere opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vadny materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TEHNICKÝCH VÉNOVÁNO MAXIMální ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMALNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNI PORANENÍ.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE: Kolenní ortéREACTION byla navržena tak, aby pomáhala zmírnit bolest absorpcí nárazů a navrácením kinetické energie zpět do kolene. Indikace pro použití jsou lehká až střední patellofemoralní bolesti nebo přeskakování pateky a lehká až střední osteoartritida kolene.

KONTRAINDIKACE: Nejsou známy.**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

Pokud při používání tohoto produktu pocítíte jakoukoli bolest, otok, tunnen citu při dotyku nebo jakékoli jiné neobvyklé reakce, obraťte se okamžitě na svého lékaře.

POKyny k použití:

- Veděj siisäosa polven päälle niin, että se tuntuu mukavalta ja polvilumppi asettuu tiimalasin muotoisen aulan keskelle. (Siisäosan käyttö on valinnaista.)
- Aseta verkko polvinivelien päälle keskittää verkon aukko polvilumppiin kohdalle (kuva 2b).
- Pujota takapehmusteen toisen puolen kiinnitysluskat verkon sisäpuolella olevien aukkojen läpi ja kiinnitä niiden koukkutarran takapehmusteen silmukkapintaan. (Huom: takapehmusteen välilekangaspulon pitää tulla jalkaa vasten ja silmukkapuolen jalasta poispäin. Verkon ulkopuolelta näkyy logo, verkon sisäpuoli on koloinen.)
- Trä flikarna pää ena sidan av bakdynan genom inre öppningarna pää nätet och fast krokdelarna vid bakdynans ogléframsida. (Obs! Bakdynans spacersmaterialsida ska placeras mot benet och oglésidan bort från benet. Utisidan av nätet har logotypen, insidan av nätet har smärdjupningar.)
- Trä lösa flilar på bakdynan genom tillgängliga öppningar på nätet och fast sedan krokflikarna på ogléytan på bakdynan.
- Pojta takapehmusteen kiinnittämättömät lisukat jäljellä olevien aukkojen läpi ja kiinnitä niiden koukkutarran takapehmusteen silmukkapintaan.
- När alla flilar fästs för att säkerställa lämplig åtdragningsgrad, lyfter och drar du båda nedre flikarna tills de ligger mot tätt.
- Upprepa detta för det översta flirkopparet - ortesen ska ligga mot tätt och bekvämt, dra inte för hårt.

INSTRUKCIONES DE LIMPEZA:

as peças em plástico e as zonas almofadadas podem ser lavadas à mão em água morna com um detergente suave. Enxague ambas minuciosamente. DEIXE SECAR AO AR em separado.

KUN FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT.**UTEN LATEKS****PARA UTILIZAÇÃO APENAS NUM ÚNICO PACIENTE.****SEM LÁTEX****PORTUGUÊS**

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRETA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRETO DO DISPOSITIVO.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES: a joelheira REACTION foi concebida para ajudar a reduzir a dor por absorção de choques e reversão da energia cinética para o joelho. As indicações de utilização incluem dor patellofemoral moderada ou mau alinhamento patelar a osteoartrite moderada do joelho.

KONTRAINDIKASJONER: Ingen**ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:**

Hvis du opplever smerte, opphøring, endret følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, skal du straks ta kontakt med legen eller annet helsepersonell.

INFORMAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO:

- Puxe o joelho elástico até ficar confortável no joelho e a rótila ficar centrada na abertura em forma de ampulheta. (A utilização do joelho elástico é opcional.)
- Trekk på stropen slik at den sitter komfortabelt og kneskelene er sentrert i den timglassformede åpningen. (Nasjonen tålvnelet nemt)
- Coloque a teia sobre a rótila, centrando-a através de alinhamento da abertura com a rótila (figura 2b).
- Legg ortosens plastdel oppå kneleddet, og plasser den slik at åpningen er sentrert over kneskelen (figur 2b).
- Passe as fitas de um dos lados da zona almofadada posterior através das aberturas das teias e prenda o velcro na zona almofadada posterior. (Nota: o lado com o material espacador da zona almofadada posterior deve ser colocado na direção da perna e o lado em velcro na direção contrária à perna. A parte exterior da teia tem o logótipo e o interior é ondulado.)
- Passe as fitas soltas da zona almofadada posterior através das aberturas disponíveis na teia e prenda o velcro na zona almofadada posterior.
- Az budou všechny pásky upevněny a bude si jisti, že dobré přiléhají, zvedněte oba dolní pásky a tahem ortézu nastavte tak, aby pohodlně přiléhalo.
- Stejný postup zopakujte i u horních pásků. Ortéza by měla být umístěna směrem k noze a suchý zip směrem od nohy. Na vnitřní straně sítě by mělo být logo, na vnější straně důlků.)
- Provlékněte volné pásky zadní podložky zadním otvorem na síti a připevněte jednu část suchého zipu k druhému zadnímu podložkovému otvoru na síti.
- Provlékněte volné pásky zadní podložky zadním otvorem na síti a připevněte jednu část suchého zipu k druhému zadnímu podložkovému otvoru na síti.
- Assim que todas as fitas estejam apertadas de modo a garantir um aperto adequado, levante e puxe as fitas inferiores até estarem apertadas mas confortáveis.
- Repita para o par superior de fitas, a joelheira deve ficar bem apertada e confortável, não aperte em demasia.
- Træ de løse flikene på bakpolstringen gjennom tilgjengelige åpninger på plastdelen, og fest borrelsen på bakpolstringen.
- Når alle flikene er festet, kan du stramme ved å løsne og trekke i de to nederste flikene til ortesen sitter godt.
- Gjør det samme med de to øverste flikene. Ortosen skal sitte stramt og behagelig. Stram ikke for mye.

RENGJØRING:

Både plastdelen og polstringen kan håndvaskes med mild såpe og lunkent vann. Skyll begge godt. LUFTTØRKES separat.

KUN FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT.**UTEN LATEKS****PARA UTILIZAÇÃO APENAS NUM ÚNICO PACIENTE.****SEM LÁTEX**

GARANTIA: DJO, LLC reparará o substituir toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data de venda.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPPNA MAXIMALT FUNKSJON, STYRK, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILTENKT BRUK / INDIKASJONER:

REACTION-knæorto skal bidra til å redusere smerte ved å absorbere stot og gi kneet tilbake bevegelsesenergi. Indikasjonene for bruk er mild til moderat patellofemoral smerte eller skjevelastning og mild til moderat osteoartritt i kneet.

KONTRAINDIKASJONER:

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis du opplever smerte, opphøring, endret følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, skal du straks ta kontakt med legen eller annet helsepersonell.

INFORMASJON:

1. Stippa til å førtoppa tilgangen til knæet, og tilpasse åpningen til kneskallen. (Slipper tilgang til kneskallen)

2. Sett på knestroppen tilbake til knæet, og tilpasse åpningen til kneskallen. (Slipper tilgang til kneskallen)

3. Sett på knestroppen tilbake til kneskallen. (Slipper tilgang til kneskallen)

4. Sett på knestroppen tilbake til kneskallen. (Slipper tilgang til kneskallen)

5. Sett på knestroppen tilbake til kneskallen. (Slipper tilgang til kneskallen)

6. Sett på knestroppen tilbake til kneskallen. (Slipper tilgang til kneskallen)

RENGJØRING:

Både plastdelen og polstring