



**AIRCAST** AirSport™

- EN** - Support for ankle sprains or chronic instability, ideal for sports activities
- FR** - Support pour entorses ou instabilités chroniques, idéale pour les activités sportives
- ES** - Órtesis para esguince de tobillo e inestabilidad crónica, ideal para actividades deportivas
- IT** - Cavigliera per distorsioni e instabilità crónica della caviglia, ideale per attività sportive
- DE** - Stabilisierung bei akuten Knöchelverstauchungen und chronischer Instabilität, ideal für Sport geeignet
- NL** - Steun bij enkelverstuikingen of chronische instabiliteit, ideaal voor sportactiviteiten

**Semi-rigid encased shells help minimize ankle rotation**

- Coques semi-rigides intégrées pour prévenir les inversions/éversions de cheville
- Las férulas semi-rígidas integradas ayudan a minimizar la inversión/eversión del tobillo
- Valve semi-rigide integrate per prevenire l'inversione/feversione della caviglia
- Halbstarre, anatomisch geformte Schalen zur Minimierung von Knöchelbewegungen
- Halfstijve, geïntegreerde schelpen helpen om enkelinversie/eversie te minimaliseren

**Foam-filled aircells cushion and support the ankle**

- Les cellules pneumatiques en mousse procurent protection et compression de la cheville
- Las células neumáticas y de espuma protegen y estabilizan el tobillo
- Cella d'aria con schiuma per la compressione e la protezione della caviglia
- Die mit Schaumstoff gefüllten Luftkammern polstern und schützen
- Een met schuim gevulde luchtcel, die de enkel beschermt en ondersteunt

**Anterior cross-strap for added compression and stability**

- Sangle croisée antérieure pour une compression et une stabilité accrues
- Vendaje cruzado adicional para incrementar la sujeción y estabilidad
- Fascia incrociata anteriore per la compressione e la stabilità addizionale
- ARF-Zugband sorgt für Kompression und Stabilität
- Voorste kruisvormige band voor extra compressie en stabiliteit

**Step-in design makes application easy**

- Facilité d'application par mise en place arrière
- Fácil colocación gracias a su diseño "step in"
- Il design "Step-in" facilita l'applicazione
- Step-in-Design für eine einfache Anwendung
- Instapontwerp voor gemakkelijke aanlegging








DJO, LLC  
 1430 Division Street  
 Vista CA 92081-8553  
 USA

MDSS GmbH  
 Schiffgraben 41  
 30175 Hannover  
 Germany

**AIRCAST**

**AirSport™**

- EN** - Ankle brace with foam & aircells
- FR** - Attelle de cheville avec cellules d'air & mousse
- ES** - Tobillera con células de aire y espuma
- IT** - Cavigliera con celle d'aria e schiuma
- DE** - Sprunggelenkorthese mit Schaumstoff gefüllten Luftkammern
- NL** - Enkelbandage met schuim gevulde luchtcellen

Size	EU	UK	US Male	US Female
XXL	47+	13+	13-15	15+
L	43-47	11-13	11-13	13-14.5
M	39-42	8-10	7.5-11	9-12.5
S	35-38	5.5-7	5.5-7	5.5-8.5
XS	30-34	≤ 5	≤ 5	≤ 5

**Available in left or right**  
 Disponible pour le côté droit ou gauche  
 Disponible para izquierda o derecha  
 Disponibile per il lato destro o sinistro  
 Rechts- oder linksseitig erhältlich  
 Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

**Contains one support**  
 Contient une orthèse  
 Contiene una ortesi  
 Contiene un tutore  
 Enthält eine Orthese  
 Bevat één brace

**AIRCAST**

**AirSport™**



**AIRCAST**  
 AirSport™



© 2020 DJO, LLC  
 11-107 REV.F

DONJOY  
 Dimns. 4 X 2 X 9"