



**AIRCAST**

**A60™**  
Ankle Brace

**EN**-Support for weak or sprained ankles, chronic instability, ideal for sports activities  
**FR**-Support pour entorses, chevilles fragilisées, instabilités chroniques, idéale pour les activités sportives  
**ES**-Órtesis para esguince, tobillo frágil o inestabilidad crónica, ideal para actividades deportivas  
**IT**-Cavigliera per il controllo dell'instabilità cronica, caviglie deboli, ideale per attività sportive  
**DE**-Stabilisierung bei leichten Knöchelverstauchungen und chronischer Instabilität, ideal für Sport geeignet  
**NL**-Steun bij zwakke enkels, enkelverstuikingen of chronische instabiliteit, ideaal voor sportactiviteiten

**60° stabilizer helps prevent ankle inversion / eversion**

- Stabilisation à un angle de 60° pour prévenir les inversions/éversions de cheville  
 - Un ángulo de estabilización de 60° que ayuda a prevenir la inversión y la eversion  
 - Stabilizzatore a 60° per il controllo dei movimenti in inversione/eversione della caviglia  
 - 60°-Winkel-Stabilisator zur Vermeidung von Inversion und Eversion  
 - Een 60°-stabilisator helpt om enkelinversie/eversie te voorkomen

**No-lace, single strap application simplifies adjustment**

- Ajustement simple, sans lacets et au moyen d'une sangle unique  
 - Ajuste sencillo con una sola cincha y sin cordones  
 - Facile applicazione tramite una fascia unica regolabile, senza lacci  
 - Keine Schnürsenkel, Einzelriemen für einfache Anpassung  
 - Eenvoudig aan te leggen door middel van één enkele band, zonder veters

**Breathable fabric provides cool and dry comfort**

- Tissu respirant pour garder la cheville au frais et au sec  
 - Tejido transpirable que proporciona un confort fresco y seco  
 - Tessuto traspirante Breathable per la ventilazione alla cute  
 - Atmungsaktives Material zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung  
 - Ademend materiaal zorgt voor een comfortabel, koel en droog gevoel



**AIRCAST**

**A60™**  
Ankle Brace

**EN**-Ankle brace with stabilizers  
**FR**-Attelle de cheville avec stabilisateurs  
**ES**-Tobilera estabilizadora  
**IT**-Cavigliera con stabilizzatore integrato  
**DE**-Sprunggelenkorthese mit Stabilisatoren  
**NL**-Enkelbandage met stabilisatoren



Size	Taille	Talla	Taglia	Größe	Maat
L	M	S	42+	39-42	42+
EU	UK	US Male	US Female		
≤ 39	≤ 65	≤ 7	≤ 8.5		
39-42	7-10.5	7.5-11.5	9-13		
11+	12+	13-15			

**Available in left or right**  
 Disponible pour le côté droit ou gauche  
 Disponible para izquierda o derecha  
 Disponibile per il lato destro o sinistro  
 Rechts- oder linksseitig erhältlich  
 Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

**Contains one support**  
 Contient une orthèse  
 Contiene una ortesis  
 Contiene un tutore  
 Enthält eine Orthese  
 Bevat één brace

**AIRCAST**

**A60™**  
Ankle Brace



**AIRCAST**  
A60™ Ankle Brace



DJO, LLC  
1430 Decision Street  
Vista CA 92081-8553  
USA

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany

B-1178 REV F 2020-02-08 © 2020 DJO, LLC

9

14<sup>17</sup>/<sub>32</sub>

12<sup>23</sup>/<sub>32</sub>

DONJOY  
Dimns. 4 X 2 X 9"